

闪滤瓶

瞬间过滤色谱进样溶剂，超乎您的想象



- 【快速】 仅需2步，瞬间轻松完成色谱进样溶剂过滤。
- 【通用】 匹配Waters Agilent Shimadzu 主流高效液相色谱仪自动进样器。
- 【优质】 高纯医疗级PP材质，无溶出。
- 【洁净】 10万级洁净厂房生产。

什么是闪滤瓶？



闪滤瓶外管，体积2ml；采用高纯医疗级聚丙烯材质，常用色谱溶剂浸泡后，经LC-MS检测，无溶出。



闪滤瓶内滤管，按盖设计；采用白色硅橡胶/红色PTFE预开口瓶垫；底部滤膜可提供NYLON，PTFE等材质，孔径 $0.22\mu\text{m}$ 。



底部滤膜



内滤管



顶部瓶盖

传统溶剂过滤，需要4个步骤



第1步



第2步



第3步



第4步

闪滤瓶如何过滤溶剂？仅2步即可，无需注射器和针头滤器！



第1步：在外管中加入待过滤溶液

区区两步，轻松搞定



第2步：将内滤管插入外管底部，过滤完成！

订货信息

货号	描述	包装
VP002-W	闪滤瓶外管，白色，2ml	100个/盒
NY022-W	闪滤瓶内管，白色，NYLON,0.22 μm,含盖、垫	100个/盒
PT002-W	闪滤瓶内管，白色，PTFE,0.22 μm,含盖、垫	100个/盒
VP002-B	闪滤瓶外管，棕色，2ml	100个/盒
NY022-B	闪滤瓶内管，棕色，NYLON,0.22 μm,含盖、垫	100个/盒
PT022-B	闪滤瓶内管，棕色，PTFE,0.22 μm,含盖、垫	100个/盒