

## 吉诺思 Genex® 系列移液器

精确和准确的样品及试剂的转移，对实现可靠的分析结果是至关重要的。液体处理产品---移液器已广泛用于在全球许多重要和常规的领域。

为此，北京吉诺思科贸有限公司特别与世界知名品牌移液器制造商芬兰百得公司合作，推出一系列符合中国国情的新款系列 Genex 手动可变容量移液器。除保留了芬兰百得的国际标准制造等一系列特点外，更具有最佳的性能价格比。



## Genex®系列可调容量单道手动移液器

Genex®系列手动移液器具有平滑的活塞运动和较轻的重量使操作的舒适性及准确性得以实现，可调容量覆盖了0.05 $\mu$ l~5,000 $\mu$ l的范围，其适合于众多的应用领域。

- 轻便的人体工程学设计；
- 极轻巧的移液和吸头弹出操作性能；
- 易于校准和保养，零件少，拆卸方便灵活；
- 具有锁扣设计的量程锁定；
- 清晰的数字显示，一目了然；
- 高弹性的吸头连接锥体确保密封，具有良好的化学耐受性；
- 良好宽范围的吸头适配性；
- 最佳的性能价格比。



仅报：550 元/支

## Genex®系列可调容量单道手动移液器参数

订货号	容量范围	增量	测定体积		准确度	精密度
			100 $\mu$ l	1000 $\mu$ l		
720005GN	0.1-2.5 $\mu$ l	0.05 $\mu$ l	2.5 $\mu$ l	2.50%	2.00%	
			1.25 $\mu$ l	3.00%	3.00%	
			0.25 $\mu$ l	12.00%	6.00%	
720000GN	0.5-10 $\mu$ l	0.10 $\mu$ l	10 $\mu$ l	1.00%	0.80%	
			5 $\mu$ l	1.50%	1.50%	
			1 $\mu$ l	2.50%	1.50%	
720080GN	2-20 $\mu$ l	0.50 $\mu$ l	20 $\mu$ l	0.90%	0.40%	
			10 $\mu$ l	1.20%	1.00%	
			2 $\mu$ l	3.00%	2.00%	
720020GN	5-50 $\mu$ l	0.50 $\mu$ l	50 $\mu$ l	0.60%	0.30%	
			25 $\mu$ l	0.90%	0.60%	
			5 $\mu$ l	2.00%	2.00%	
720050GN	10-100 $\mu$ l	1.00 $\mu$ l	100 $\mu$ l	0.80%	0.15%	
			50 $\mu$ l	1.00%	0.40%	
			10 $\mu$ l	3.00%	1.50%	
720070GN	20-200 $\mu$ l	1.00 $\mu$ l	200 $\mu$ l	0.60%	0.15%	
			100 $\mu$ l	0.80%	0.30%	
			20 $\mu$ l	3.00%	1.00%	
720060GN	100-1000 $\mu$ l	5.00 $\mu$ l	1000 $\mu$ l	0.60%	0.20%	
			500 $\mu$ l	0.70%	0.25%	
			100 $\mu$ l	2.00%	0.70%	
720110GN	1000-5000 $\mu$ l	50.0 $\mu$ l	5000 $\mu$ l	0.50%	0.20%	
			2500 $\mu$ l	0.60%	0.30%	
			1000 $\mu$ l	0.70%	0.30%	

\*. 标准配置安全圆锥滤器(>10  $\mu$ l)、移液器校正工具、润滑剂和实验室挂钩以及中文使用说明书等。

